

高学年学生実験（後期）

イオントラップ

～ イオントラップの製作 ～

担当：中野 健一（柴田研究室、本館 158 号室）
TA：小野 竜太（柴田研究室、本館 158 号室）

参考資料

- 物理学実験第二 黄色冊子
 - レポート課題はこれを参照（実験手順は最新でない）
- 実験手順書 … **web page**
 - 実験手順
- イオントラップ電極組立説明書 … **web page**
 - パーツからの組立手順
- 装置取扱説明書 … 印刷物 (**or web page**)
 - 装置の使用方法
- 石倉徹也氏 修士論文 … 印刷物
 - 様々な計算や測定の方法の詳細な説明（特に比電荷）
- イオンのレーザー冷却とその応用 … 印刷物)
 - イオントラップの応用例等（レポート執筆用）

日程

- 実験 1 日目、2 日目
 - 実験説明
 - イオントラップ装置の組み立て
 - トラップテスト
- 実験 3 日目
 - 粒子の比電荷測定
- 実験 4 日目
 - ディスカッション
 - 追加実験

実験でつかうトラップ装置


- 特徴

- 空気中でイオンをトラップ
- 安定に長時間粒子を捕獲
- 目視できる程度の粒子
 - 数 $10\mu\text{m}$ の粒子
- 簡単に組み立て可能
- 卒業研究のテーマ
 - 小林秀幸、平成5年度
 - 和田雄一郎、平成8年度
 - 城野潤平、平成12年度
 - 石倉徹也、平成 **19** 年度




イオントラップ

ペニングトラップ




磁場と電場で
イオンをトラップ

ポールトラップ



交流電場だけで
イオンをトラップ

イオントラップ実験装置



第 1 日目:トラップ装置組み立て

- 実験器具の確認

- トラップ装置、高圧発振器、直流電源、ファンクションジェネレーター
- エアブラシ、直流高圧電源
- それぞれの配線確認

- 装置組み立て (電氣的構造を理解)

- 実験手順書に沿って、トラップ装置を組み立てる
- 部品を組み立てる毎に、テスターで導電・絶縁を確認

- 高圧印加テスト

- 発振器単体のテスト: オシロで測定
- トラップ装置に印加: オシロでリング電圧の測定

第 1、2 日目：トラップテスト

- **トラップ粒子発生装置**
 - 鉄粉の準備
 - 直流高電圧電源との接続
 - 電圧印加テスト
- **トラップテスト**
 - トラップ装置： 直流電源 (**9V**)
 - 鉄粉への印加： **2.5kV**
 - 超高輝度白色 **LED** を使って照明
 - ビデオカメラでモニタに写して観察 (**課題 1**)

ポールトラップ

中心点のまわりで荷電粒子を捕獲するために (中心力)

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -C \cdot \mathbf{r}$$

$$\Phi = \frac{\Phi_0}{2 r_0^2} (\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2)$$

Laplace 方程式
をみたすには $\alpha + \beta + \gamma = 0$

$$\Phi = \frac{\Phi_0}{2 r_0^2} (r^2 - 2 z^2)$$



鞍型ポテンシャル ($\Phi_0 > 0$)

z 方向



斥力

r 方向

閉じ込め




ポールトラップ(模型)




鞍型ポテンシャル——回転すると——▶ 双曲型ポテンシャル

ビデオカメラで観測



トラップされた粒子の様子
可能な限り拡大して撮影



ビデオカメラを使って観察

実験 2 日目: テスト実験

- 鉄微粒子の捕獲

- 鉄微粒子: **+2.5kV**
- リング電極: **5kVPP**
- キャップ電極間: **~1Hz, ~10VPP**, 正弦波

- トラップ粒子の外場によるコントロール

- キャップ電極間
 - **0.1 ~ 10Hz, 0.1 ~ 10VPP**, 正弦波、矩形波等
 - **Offset 電圧: -5 ~ 5V**
- リング電極
 - リング電極電圧: **1kVPP ~ 上限値**
 - キャップ電極間: **~1Hz, ~10VPP**, 正弦波


実験 3 日目: 比電荷測定

- **トラップ電場内での粒子運動の観測**
 - トラップされた粒子に外部から電場をかける
 - 電場によって粒子が運動する
 - 運動方程式?
 - 振動外部電場のある場合、粒子の運動は比電荷、大きさに依存する
 - 外部電場の条件を変化させて、粒子運動を観察
 - 粒子運動の振幅測定
 - 比電荷導出

外部電場によるイオンの運動

イオントラップによる見掛けの力

$$-m\omega_z^2 z$$



外部電場 V による力

$$\sim e \cdot \frac{V}{2z_0} = \frac{ev_0}{2z_0} \cos \omega t$$

空気抵抗による力

$$\propto -\frac{dz}{dt}$$

比電荷測定の実験原理

トラップ粒子の運動方程式:

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = \boxed{-m \omega_z^2 z} - \boxed{k \frac{dz}{dt}} + \boxed{\Gamma \left(\frac{e v_0}{2 z_0} \right) \cos \omega t}$$

トラップ力
(電極・粒子の比電荷から決定)

空気抵抗
k: 粒子の大きさに関係

外部からの振動電場
 v_0 を変化

一般解:

$$z(t) = C_1 e^{\alpha t} + C_2 e^{\beta t} + \boxed{A} \sin(\omega t + \phi)$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{(\omega_z^2 - \omega^2)^2 + (k \omega / m)^2}} \frac{e}{m} \frac{\Gamma v_0}{2 z_0}$$

$$A \propto v_0$$

異なる ω で $dA/d\omega$ を測定
⇒ k と 比電荷を導出

どうやって計算するか？

両辺を v_0 で割って

$$\frac{A}{v_0} = \frac{1}{\sqrt{(\omega_z^2 - \omega^2)^2 + (k \omega / m)^2}} \frac{e}{m} \frac{\Gamma}{2 z_0}$$

各 ω で振幅比 A/v_0 は一定：

それぞれの周波数で A/v_0 を求める。


v_0 を変更し振幅 A を測定 \Rightarrow 平均の A/v_0 を求める。

2 乗して式変型して

$$4D_1^2 \left(\frac{e}{m} \right)^4 - \left(4D_1 \omega^2 + D_2 \left(\frac{v_0}{A} \right)^2 \right) \left(\frac{e}{m} \right)^2 + \omega^2 \left\{ \omega^2 + \left(\frac{k}{m} \right)^2 \right\} = 0$$

異なる ω で測定を行うと、、、

粒子の振動振幅測定



比電荷測定の実験原理 ②

未知の変数は k と e/m の2つあるが、、、

$$A = \frac{1}{\sqrt{(\omega_z^2 - \omega^2)^2 + (k \omega/m)^2}} \frac{e}{m} \frac{\Gamma v_0}{2 z_0}$$

$$\omega_z \gg \omega$$

$$A \sim \frac{1}{\omega_z^2} \frac{e}{m} \frac{\Gamma v_0}{2 z_0}$$

$$0 < q_z < 0.92$$

$$\Omega \sim 10^3 \text{ (Hz)}$$

$$\omega_z^2 = \frac{q_z^2}{2} \cdot \left(\frac{\Omega}{2} \right)^2 = \left(\frac{e}{m} \right)^2 \cdot \frac{2 V_0^2}{r_0^4 \Omega^2}$$

未知変数は e/m のみ!!

$$\frac{e}{m} \sim \frac{r_0^4 \Omega^2}{2 V_0^2} \cdot \frac{\Gamma}{2 z_0} \cdot \frac{v_0}{A}$$

近似条件の評価

近似条件の評価を試みよう:

$$\omega_z \gg \omega \quad ?$$

粒子半径は実際はどの程度か？

空気中を落下する粒子の速度 ($v \sim 1 \text{ cm/s}$) から見積もる。

$$\begin{array}{l} m \cdot \left(\frac{d^2 z}{dt^2} \right) = -mg - k \cdot \left(\frac{dz}{dt} \right) \\ 0 = -mg - k \cdot v \end{array} \quad \begin{array}{l} m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \\ k = \frac{6 \pi \eta r}{1 + b / pr} \end{array}$$

$$r \sim 10 \mu m$$

導体球と仮定して

$$1 < V_0 < 6 [kV]$$

$$\Omega \sim 2 \pi [kHz]$$

$$r_0 \sim 2 \times 10^2 [m]$$

$$\frac{e}{m} = 3 \frac{\epsilon_0 V}{r^2 \rho} \sim 1 C \cdot kg^{-1}$$

$$\omega_z = 2 \cdot \left(\frac{e}{m} \right) \frac{V_0}{r_0^2 \Omega} \sim 10^{3 \sim 4} [s^{-1}]$$

$$\omega \sim 1 [s^{-1}]$$

他には何がコントロールできるか？

比電荷を正確に測定するためには、**振幅を正確に測定する**。
振幅はおおきいほうが、測定精度が向上する！！

測定値

$$\boxed{A} \sim \frac{r_0^4 \Omega^2}{2 \boxed{V_0^2}} \cdot \frac{\Gamma \boxed{v_0}}{2 z_0} \cdot \left(\frac{e}{m} \right)^{-1}$$

変更可能

トラップ電圧 → 小
外部電場 → 大

→ 振幅 → 大

実験 4 日目: 追加実験

- 比電荷測定のおつづき
- 追加実験
 - マニュアルを参考に興味をもったテーマについて実験する。

テキスト訂正

- **P. 55**、トラップ電極の説明
 - (誤)再近接部の内径が **11mm**
 - (正)再近接部の**内半径**が **11mm**

レポート

- レポートの構成

提出先:
本館1階 58号室

- イオントラップについて
 - 原理、応用例等
- 実験に使った装置について
 - 構造、電極電圧、トラップ粒子等
 - トラップ条件の考察 (課題1)
- 帯電した食塩水のトラップ
 - トラップ粒子の観察
 - 比電荷測定 (課題2)
- 追加実験
 - 行なった実験の結果について (課題3)